



motion 140c comfort 2.0

Tuotenro: 20082141-00

Kehitetty poremme jossa on ergonominen muoto. Valittavanasi on kaksi erilaista hierontajärjestelmää ja lukuisia lisävarusteita.

Tarkemmat tiedot:

Tuotekoodit

EAN 7392429041294

Standardit ja luokitukset

ETIM EC011610

EN-standardi EN12764, EN61000

CE kattaa True

Tuotemitat ja -paino

Kylpysyvyys (mm) 420

Ammesyvyys (mm): 420

Korkeus min. (mm): 675

Pituus (mm): 1400

Leveys (mm) 1400

Nettopaino (kg) 110

Vesitilavuus (l) 360

Sähkö ja valaistus

Perusjärjestelmä Vaiheluku 1

Perusjärjestelmä jännite (V) 230

Perusjärjestelmä Sulake 10A

Teho (W) 1105

IP-luokitus IPX5

Materiaali ja pintakäsittely

Väri Valkoinen

Pintakäsittely finish Kiiltävä

Pääasiallinen materiaali Saniteettiakryylistä

Varustus

Hierontajärjestelmä Comfort 2.0

Vesisuuttimien määrä 16

Pohjaventtiili Kyllä

Viemäriputki Kyllä

6 powerjet-suutinta Kyllä

Selkähieronta Kyllä

Jalkahieronta Kyllä

Etulevy/Päätylevy Ei

Ylitäyttösuoja Kyllä

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. korkeus (m) 1,520

Pakk. leveys (m) 1,630

Pakk. pituus (m) 0,820

Bruttopaino (kg) 110,000

Muuta

Malli Kulma-ammeita

Hoito-ohjeet

Poremme pysyy raikkaana pitkään, kun puhdistat sen jokaisen kylvyn jälkeen. Kuivaa vesipisarat pehmeällä liinalla niin, etteivät ne jätä pintaan kalkkikerrostumia. Jos akryylipinta vahingoittuu tai naarmuuntuu voit käyttää Bathroom ainetta joka puhdistaa ja estää pienempiä vaurioita ja naarmuja. Jos on syvempiä naarmuja, kiiliota Polermedel aineella. Pidä bakteerit poissa ja putkisto puhtaana meiltä saatavalla Spacare aineilla.